

FORMULARIO GENERAL DE DESEMPEÑO			
<b>QF: 02 5.4</b>			
<b>EQUIPO:</b> Cardiodesfibrilador		<b>Nº SERIE</b>	.....
<b>MARCA:</b> Dyne		<b>FECHA</b>	.....
<b>MODELOS:</b> UCP-210 R/RM/SRM			
<b>Información de equipos de prueba:</b> Analizador de desfibriladores Marca Fluke, Modelo IMPULSE 6000DP		<b>Nº de serie:</b>	.....
		<b>Ultima fecha de validacion:</b>	.....
<b>NORMA IEC 62353.</b>			
<b>APARTADO 5.4 ENSAYO FUNCIONAL</b>		Apto	No apto
1	Inicio del equipo		
2	Verificacion de control del audio		
3	Verificacion de contraste		
4	Verificacion del boton de mV		
5	Registro de ECG por cable de 3 o 5 Deriv.		
6	Desconexion de cable de ECG		
7	Registro de ECG por paletas		
8	LIMITES de registro de ECG		
9	Verificacion de alarmas para F.C		
10	Velocidad de actualización ECG		
11	Velocidad de barrido.		
12	Verificacion de registro		
13	Amplitud		
14	Indicacion de carga		
15	Descarga interna automática		
16	Modo sincronizado		
17	Tiempo de carga a 360J desde red		
18	Autonomía de la batería		
19	Descarga de 50J ± 5J		
20	Descarga de 100J ± 10J		
21	Descarga de 150J ± 15J		
22	Descarga de 200J ± 20J		
23	Descarga de 360J ± 30J		